

サイマスター・LPAC

【混合飼料、A飼料、特許出願中】


牧草やサイレージから分離した1000株以上の中から選ばれた乳酸菌

特性の違う2種類の乳酸菌を組み合わせることで、
今までにない乳酸発酵促進効果を実現！

サイマスター乳酸菌の電子顕微鏡写真
(撮影：雪印メグミルク株式会社 ミルクサイエンス研究所)




アルファルファサイレージの乳酸菌数推移
(サイマスターAC添加、2010年弊社調べ)




牧草・飼料作物の複雑な繊維から糖を作るアクレモ酵素

チモシーサイレージの細胞壁
(撮影：酪農学園大学)



アクレモ酵素によりチモシーの細胞壁が分解され、
無添加に比べて茎の壁が薄くなっている。



		内容量	処理量	使用方法
乳酸菌のみ サイマスター・LP 中水分材料に	スプレー	50g	材料10トン分	50g一袋を2.5~10リットルの水に溶かしてスプレー
	パウダー	5kg	材料10トン分	材料10トンに5kgをそのまま混合
		20kg	材料40トン分	
乳酸菌+アクレモ酵素 サイマスター・AC 低糖高水分材料に	スプレー	170g	材料10トン分	170g一袋を2.5~10リットルの水に溶かしてスプレー
	パウダー	5kg	材料10トン分	材料10トンに5kgをそのまま混合
		20kg	材料40トン分	

雪印種苗株式会社

〒004-8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891-5911(代)・FAX(011)891-5774

<http://www.snowseed.co.jp/index.html> E-mail:Inquire@snowseed.co.jp

お問い合わせ 北海道研究農場 ☎(0123)84-2121 FAX(0123)82-6101
購読中止・住所変更など 北海道統括支店 ☎(0155)62-7550 FAX(0155)62-4455