

スノーラクト-Lは、できたてをそのままパック。
鮮度の高い、最高の品質でお届けいたします。

スノーラクト-L

SNOW LACT-L

新・サイレージ用L型乳酸菌



スノーラクト-L 水和剤

- サイレージ原材料1トン当りスノーラクト-L 水和剤100gを水2ℓ (20倍)に溶かして原材料にスプレー添加。
- 1袋1kg (10トン分)ですから経済的です。
- アルミ包装で製品を安定化、保存性を高めました。

新登場

新鮮活力!

スノーラクト-L (顆粒状)

- サイレージ原材料1トン当りスノーラクト-L (顆粒状)1kgを、そのまま、らくらく添加。
- 基材に使用したブドウ糖が乳酸菌の活性を助けます。
- アルミ包装で製品を安定化、保存性を高めました。



雪印種苗株式会社

〒062 札幌市豊平区美園2条1丁目2番1号 ☎(011)831-1161

牧草と園芸 第36巻第8号
昭和29年5月1日第三種 郵便認可
昭和63年8月1日発行
定価 (C)P 送料別
(会員の購読料は年会費を含む)
編集・発行人 山本 稔
印刷所 奥国印刷株式会社