

スノーラクト-Lは、できたてをそのままパック。  
鮮度の高い、最高の品質でお届けいたします。

新鮮活力!

スノーラクト-L  
**SNOW LACT-L**  
新・サイレージ用L型乳酸菌

**酵素セット** (酵素+乳酸菌)

- 1セット(酵素1ℓ+水和剤20g)を水10ℓに溶かして添加します。
- 1セットで原材料10t分に利用できます。



スノーラクト-L酵素セットは酵素の中身が違います。

**酵素の量が違います**


天候などの条件で高水分低糖材料を使う時や暖地や高温時でのサイレージ調製で、材料1tあたり5~10kgの糖を生成するラクトLの酵素は量が断然違います。

**酵素の質が違います**


一口に酵素といってもたん白質を分解する物、でんぷんを分解する物といろいろあります。ラクトLの酵素はサイレージ専用開発された繊維分解酵素なので質が断然違います。

材料草1tあたりに添加される酵素活性

※セルラーゼ活性(1目盛は1万単位)



アルファルファサイレージの糖と繊維含量 (1番草 開花期 80.5%)



取扱上の注意

- ①直射日光は避け、なるべく涼しい場所に保管してください。
- ②開封後の保管に当たっては、吸湿による品質の低下をきたさないよう、十分な配慮をしてください。
- ③商品の特性上、返品はご容赦願います。

製品タイプ	使用量	収穫・貯蔵タイプ	最適水分域
酵素セット	酵素液 水和剤 100cc+2g/1t	固定サイロ	65~80%
		ロールベール	50~70%



**雪印種苗株式会社**

〒062 札幌市豊平区美園2条1丁目2番1号 ☎(011)831-1161