


今こそ自給飼料を増産しましょう！

トウモロコシサイレージ用乳酸菌

サイロSP

サワープロテクト

商標登録5525743号



トウモロコシサイレージ開封後の品温
(貯蔵期間：6ヶ月、2010年弊社調べ)

サイレージ二次発酵抑制商品 ：サイロ3兄弟シリーズ



酢酸を出す乳酸菌で、
あなたのサイロを二次
発酵から守って見せます！

サイロSPに入っている乳酸菌(ラクトバチルス・ブクネリNK01株、岡山大学で分離・選抜)の作用で、サイレージ中の酢酸含量が増加します。この酢酸の抗菌作用でカビ・酵母の増殖が抑えられ、サイロ開封後の発熱が遅くなります。

商品名	内容量	処理量	使用方法
サイロSPパウダー	5kg	材料10トン分	材料1トンに対して、製品500gをそのまま添加・混合。
	20kg	材料40トン分	
サイロSPスプレー	50g	材料10トン分	製品1袋(50g)を10リットルの水に溶かして、材料10トン分に噴霧・混合。

どちらもサイロ開封後のサイレージ取り出し面に使用して、空気に触れる部分の二次発酵抑制に効果を発揮します。

サイロ見張番 MO

商標登録4660621号

適応サイロ：塔型、地下、半地下タイプ

カラシの臭い成分
が二次発酵抑制に
効くのじゃ



メッシュポケットが配置済みの
別売専用シート
もご用意してお
ります。

- サイレージ取り出し面に2個/㎡の割合でのせて、上にシートをかけます。
- 容量：1包装約50g

サイロ消防団

商標登録4925466号

適応サイロ：バンカー、スタック、トレンチタイプ

プロピオン酸カル
シウムで二次発酵
を抑えるぞ



- サイレージ取り出し面に200ml/㎡の割合で噴霧します。
- 容量：20ℓ/本



雪印種苗株式会社

〒004-8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891-5911(代)・FAX(011)891-5774

<http://www.snowseed.co.jp/index.html> E-mail: Inquire@snowseed.co.jp

お問い合わせ 北海道研究農場 ☎(0123)84-2121 FAX(0123)82-6101