

# 雪印種苗がお届けするサイレージ向け資材

## サイレージ発酵の達人 乳酸菌 サイマスター

特性が違う二つの乳酸菌の組み合わせで、今までにない乳酸発酵促進効果! 乳酸菌のみの「サイマスター-LP」、乳酸菌にアクレモ酵素をプラスした「サイマスター-AC」、原料草に応じてお選び下さい。溶かして使うスプレータイプと、原料に混合するパウダータイプをご用意しました。

増えるスピードは天下一品!  
乳酸球菌ラクテイス  
SBS0001株

酸性条件は俺に任せろ!  
乳酸桿菌バラカゼイ  
SBS0003株

サイマスター乳酸菌



## 飼料用イネサイレージ専用乳酸菌 畜草1号プラス

畜産草地研究所・埼玉県農林総合研究センターと共同開発した乳酸菌「畜草1号株」に、初期発酵の速い「SBS0001株」を加えてリニューアル。飼料稲WCS（ホルクroppサイレージ）の発酵品質の、早期安定から長期保存性の改善を実現しました。溶かして使うスプレータイプです。



## サイレージ二次発酵抑制商品 サイロ3兄弟

トモロコシサイレージ用乳酸菌



岡山大学で分離選抜したラクトバチルス・ブクネリNK01株は、酢酸も出す乳酸菌。この酢酸の抗菌作用でカビ・酵母の増殖を抑え、サイロ開封後の発熱を遅らせます。スプレータイプとパウダータイプをご用意しました。

酢酸を出す乳酸菌で、あなたのサイロを二次発酵から守って見せます!



サイロ開封後のサイレージ取り出し面に使用して、空気に触れる事による二次発酵の抑制に効果を発揮!

### サイロ見張番 MO

- 適応サイロ: 塔型・地下・半地下タイプ
- サイレージ取り出し面に載せて上からシートをかけます。
- 2個/m<sup>2</sup>の割合で使用します。
- 容量: 1包装約50g

カラシの臭い成分が二次発酵抑制に効くのじゃ!



### サイロ消防団

- 適応サイロ: バンカー・スタック・トレンチタイプ
- サイレージ取り出し面に200ml/m<sup>2</sup>の割合で噴霧します。
- 容量: 20ℓ/本

プロピオン酸カルシウムで二次発酵を抑えるぞ!



## 雪印種苗株式会社

〒004-8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891-5911(代)・FAX(011)891-5774

<http://www.snowseed.co.jp/index.html> E-mail: Inquire@snowseed.co.jp

お問い合わせ 北海道研究農場 ☎(0123)84-2121 FAX(0123)82-6101

購読中止・

住所変更など 北海道統括支店 ☎(0155)62-7550 FAX(0155)62-4455